



Centrífuga de sobremesa de alta velocidad

Código: B2-01-012471

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Embedded microprocessor control, precise control of speed, time, temperature and RCF.

Características

1. The whole machine adopts all-steel body and stainless steel centrifugal chamber.
2. Adopt imported fluorine-free compressor unit.
3. Equipped with door cover protection, over-speed and advanced electronic unbalance detection system.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	12*10 ml - modelo 16500 rpm Refrigerada	6*100 ml - modelo 16500 rpm
Velocidad máxima	16000 rpm	16000 rpm
RCF máxima	20878×g	20878×g
Capacidad máxima	12*10 ml	6*100 ml
Precisión de velocidad	±1 % o ±30 rpm	±1 % o ±30 rpm
Rango de temporización	1 s~999 min	1 s~999 min
Rango de temperatura	-20~40 °C	-20~40°C
Ruido	≤65 dB	≤65 dB
Consumo	500 W	1000 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)	AC220V, 50/60 Hz (Estándar); AC110V, 60 Hz (Opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (A×P×H)	560*500*340 mm	600*560*380 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	690*650*570 mm	730*690*610 mm
Peso neto	60 kg	76 kg
Peso bruto	71 kg	86,5 kg

Aplicaciones

Centrífuga de sobremesa de alta velocidad: elija la variante comparando R03, R04, R05 y R06.

Que cambia entre variantes

B2-01-012471.1: R03: Rotor angular; R04: Rotor angular; R05: Rotor angular.

B2-01-012471.2: R03: 12*1,5/2 ml; R04: 20*1,5/2 ml; R05: 24*1,5/2 ml.

velocidades 16000/15000 rpm y tubos 0,2/0,5/1,5/2 ml: R03: 16000; R04: 15000; R05: 15000.

velocidades 16000/15000 rpm y tubos 0,2/0,5/1,5/2 ml: R03: 12*0,5 ml, 12*0,2 ml; R04: 20 * 0,5 ml, 20*0,2 ml; R05: 24*0,5 ml, 24*0,2 ml

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita n.º 3: rotor angular y n.º 4: rotor angular. Use esta alternativa si necesita n.º 3: 12*1,5/2 ml y n.º 4: 20*1,5/2 ml. Use esta alternativa si necesita n.º 3: 16000 y n.º 4: 15000. Use esta alternativa si necesita n.º 3: 12*0,5 ml, 12*0,2 ml y n.º 4: 20 * 0,5 ml, 20*0,2 ml

Cómo elegir rápido

Revise primero R03, R04, R05 y R06; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra R03, R04, R05 y R06

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)