



Bano de agua termostatico con agitacion 40-300 rpm

Código: B2-01-012487

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Suitable for BOD measurement in water analysis, cultivation and preservation of bacteria, viruses, molds, and microorganisms, plant cultivation, breeding experiments, and other applications.

Características

1. Shaking speed: 40~300rpm.
2. Temperature control range: RT+5°C to 100°C, with rapid heating.
3. LED display, independent control of temperature and speed.
4. Selectable timed or continuous operation mode.
5. Inner chamber made of 304 stainless steel, rust-resistant and easy to clean.
6. Comes standard with a universal spring clamp.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	40~300 rpm - 1~9999 min/continuo - Agitación rotativa - modelo 1	40~300rpm - 1~9999min/continuo - 20mm - modelo 2
Amplitud de agitación	20 mm	20mm
Método de agitación	Agitación rotativa	Agitación reciprocante
Pantalla	Pantalla LED	Pantalla LED
Rango de velocidad	40~300 rpm	40~300rpm
Rango de temperatura	TA+5°C~100°C	TA+5°C~100°C
Precisión de temperatura	±0,5°C	±0,5°C
Rango de temporización	1~9999 min/continuo	1~9999min/continuo
Configuración estándar de bandeja	1 ud., pinza de resorte universal	1 ud., clip de resorte universal
Tamaño de bandeja	410*310 mm	410*310mm
Carga máxima	20 kg	20kg
Consumo	1500 W	1500W
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz

Especificación	40~300 rpm - 1~9999 min/continuo - Agitación rotativa - modelo 1	40~300rpm - 1~9999min/continuo - 20mm - modelo 2
Dimensiones externas (A*P*H)	715*550*490 mm	715*550*490mm
Peso neto	34 kg	34kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	770*625*580 mm	770*625*580mm
Peso bruto	40 kg	40kg

Aplicaciones

Baño de agua termostático con agitación para análisis de agua y trabajo con cultivos o conservación de microorganismos, según las aplicaciones declaradas en la ficha.

Variables relevantes para seleccionar:

Para elegir variante, la decisión debe centrarse en si el procedimiento requiere agitación rotatoria o agitación reciprocante; las demás variables principales aparecen equivalentes en la ficha.

- La diferencia principal entre variantes es el método de agitación: rotatoria o reciprocante.
- Ambas variantes trabajan de 40 a 300 rpm.
- Rango térmico desde temperatura ambiente +5 hasta 100 °C.
- Precisión de temperatura de $\pm 0,5$ °C.
- Temporización de 1 a 9999 minutos o funcionamiento continuo.
- Bandeja de 410 x 310 mm con carga máxima de 20 kg.

Que cambia entre variantes

Variables relevantes para seleccionar: - La diferencia principal entre variantes es el método de agitación: rotatoria o reciprocante. - Ambas variantes trabajan de 40 a 300 rpm. - Rango térmico desde temperatura ambiente +5 hasta 100 °C. - Precisión de temperatura de $\pm 0,5$ °C. - Temporización de 1 a 9999 minutos o funcionamiento continuo. - Bandeja de 410 x 310 mm con carga máxima de 20 kg.

Escenarios de uso recomendados

Para elegir variante, la decisión debe centrarse en si el procedimiento requiere agitación rotatoria o agitación reciprocante; las demás variables principales aparecen equivalentes en la ficha.

Cómo elegir rápido

Para elegir variante, la decisión debe centrarse en si el procedimiento requiere agitación rotatoria o agitación reciprocante; las demás variables principales aparecen equivalentes en la ficha.

Recomendación de compra

Para elegir variante, la decisión debe centrarse en si el procedimiento requiere agitación rotatoria o agitación reciprocante; las demás variables principales aparecen equivalentes en la ficha.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)