



Pipetas mecanicas 0,1 ul-10 ml

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Las pipetas mecanicas son pipetas manuales disenadas con precision para mediciones de liquidos precisas y consistentes en aplicaciones de laboratorio.

Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza.

La pantalla digital lee claramente la configuración del volumen.

Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,1 µl a 10 ml.

Fácil de calibrar y mantener.

La parte inferior es esterilizable en autoclave.

El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Ajustable 0,1-2,5 µl	Ajustable 0,5-10 µl	Ajustable 0,5-5 ml	Ajustable 1-10 ml	Ajustable 10-100 µl	Ajustable 10-100 µl	Ajustable 2-20 µl	Ajustable 20-200 µl	Ajustable 20-100 µl	Ajustable 5-50 µl	Ajustable 50-200 µl	Fijo 100 µl	Fijo 100 µl	Fijo 10 µl	Fijo 200 µl	Fijo 200 µl	Fijo 20 µl	Fijo 250 µl	Fijo 25 µl	Fijo 500 µl	Fijo 500 µl	Fijo 50 µl	Fijo 5 µl
Configuración	Ajustable 0,1-2,5 µl	Ajustable 0,5-10 µl	Ajustable 0,5-5 ml	Ajustable 1-10 ml	Ajustable 10-100 µl	Ajustable 10-100 µl	Ajustable 2-20 µl	Ajustable 20-200 µl	Ajustable 20-100 µl	Ajustable 5-50 µl	Ajustable 50-200 µl	Fijo 100 µl	Fijo 100 µl	Fijo 10 µl	Fijo 200 µl	Fijo 200 µl	Fijo 20 µl	Fijo 250 µl	Fijo 25 µl	Fijo 500 µl	Fijo 500 µl	Fijo 50 µl	Fijo 5 µl
Rango de volumen	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	0,5-5 ml	1-10 ml	10-100 µl	10-100 µl	2-20 µl	20-200 µl	20-100 µl	5-50 µl	50-200 µl	100 µl	100 µl	10 µl	200 µl	200 µl	20 µl	250 µl	25 µl	500 µl	500 µl	50 µl	5 µl
Incremento	0,05 µl	0,1 µl	5 µl	0,1 ml	1 µl	5 µl	0,5 µl	1 µl	5 µl	0,5 µl	1 µl	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 1 - Volumen de prueba	2,5 µl	10 µl	500 µl	10 ml	100 µl	100 µl	20 µl	200 µl	100 µl	50 µl	200 µl	100 µl	100 µl	10 µl	200 µl	200 µl	20 µl	250 µl	25 µl	500 µl	500 µl	50 µl	5 µl

Especificación	Ajustable 0,1-2,5 µl	Ajustable 0,5-10 µl	Ajustable 1-10 ml	Ajustable 10-100 µl	Ajustable 10-100 µl	Ajustable 20-200 µl	Ajustable 20-200 µl	Ajustable 20-100 µl	Ajustable 20-100 µl	Ajustable 50-200 µl	Fijo 100 µl	Fijo 100 µl	Fijo 10 µl	Fijo 200 µl	Fijo 200 µl	Fijo 20 µl	Fijo 25 µl	Fijo 25 µl	Fijo 50 µl	Fijo 50 µl	Fijo 50 µl	Fijo 5 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	2,50%	1,00 %	0,50 %	0,60 %	0,80 %	0,60 %	0,90 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,3 %	0,5 %	0,8 %	0,3 %	0,4 %	0,6 %	0,4 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %	1,3 %
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,0625 µl	0,1 µl	25 µl	60 µl	0,8 µl	6 µl	0,18 µl	1,2 µl	6 µl	0,3 µl	1,2 µl	3,0 µl	0,5 µl	0,08 µl	6,0 µl	0,8 µl	0,12 µl	1,0 µl	0,125 µl	15 µl	1,5 µl	0,065 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	2,00%	0,80 %	0,15 %	0,20 %	0,15 %	0,20 %	0,40 %	0,15 %	0,20 %	0,30 %	0,15 %	0,2 %	0,3 %	0,8 %	0,15 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %	0,3 %	0,15 %	0,2 %	1,2 %
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,05 µl	0,08 µl	7,5 µl	20 µl	0,15 µl	2 µl	0,08 µl	0,3 µl	2 µl	0,15 µl	0,3 µl	2,0 µl	0,3 µl	0,08 µl	3,0 µl	0,4 µl	0,1 µl	0,5 µl	0,075 µl	7,5 µl	1,0 µl	0,06 µl
Ensayo 2 - Volumen de prueba	1,25 µl	5 µl	250 µl	5 ml	50 µl	50 µl	10 µl	10 µl	50 µl	25 µl	10 µl	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (%)	3,00%	1,50 %	0,60 %	1,20 %	1,00 %	0,70 %	1,20 %	0,80 %	0,70 %	0,90 %	0,80 %	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,0375 µl	0,075 µl	15 µl	60 µl	0,5 µl	3,5 µl	0,12 µl	0,8 µl	3,5 µl	0,225 µl	0,8 µl	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (%)	3,00%	1,50 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	0,25 %	1,00 %	0,30 %	0,25 %	0,60 %	0,30 %	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,0375 µl	0,075 µl	7,5 µl	15 µl	0,2 µl	1,25 µl	0,1 µl	0,3 µl	1,25 µl	0,15 µl	0,3 µl	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 3 - Volumen de prueba	0,25 µl	1 µl	100 µl	2 ml	10 µl	10 µl	2 µl	20 µl	20 µl	5 µl	50 µl	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (%)	12,00%	2,50 %	0,70 %	3,00 %	3,00 %	2,00 %	3,00 %	3,00 %	0,90 %	2,00 %	1,00 %	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,03 µl	0,025 µl	7 µl	60 µl	0,3 µl	2 µl	0,06 µl	0,6 µl	1,8 µl	0,1 µl	0,5 µl	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (%)	6,00%	1,50 %	0,30 %	0,60 %	1,50 %	0,70 %	2,00 %	1,00 %	0,30 %	2,00 %	0,40 %	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,015 µl	0,015 µl	3 µl	12 µl	0,15 µl	0,7 µl	0,04 µl	0,2 µl	0,6 µl	0,1 µl	0,2 µl	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Aplicaciones

Elija la variante por tipo de volumen, rango de volumen, incremento y tolerancias permitidas. Esta familia cubre pipetas de volumen fijo y ajustable.

Cómo elegir rápido



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use **volumen fijo** cuando el metodo repite siempre una misma capacidad; use **volumen ajustable** cuando necesita cubrir un rango de microlitros con incrementos definidos.

Compare el **rango de volumen**, el **incremento**, el **volumen de prueba** y los valores de **error sistematico/aleatorio maximo permitido** antes de cotizar la variante.

Cuando solicitar revision tecnica

Solicite revision si el metodo exige tolerancias mas estrictas que las indicadas para el volumen de prueba o si necesita compatibilidad especifica con puntas, calibracion o rutina de esterilizacion.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)