



Pipeta mecánica

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: Las pipetas mecánicas TopPette son pipetas manuales diseñadas con precisión para brindar mediciones de líquidos precisas y consistentes para una variedad de aplicaciones de laboratorio.

Hay pipetas de 1.8 y 12 canales disponibles para placas estándar de 96 pocillos.

El cabezal dispensador gira para garantizar una comodidad óptima al pipetear.

Los conjuntos de pistón/cono de punta individuales permiten una fácil reparación y mantenimiento.

El diseño del cono de la punta del material compuesto permite la verificación visual del sello.

Se pueden utilizar puntas de pipeta universales.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3	4	5
Configuración	0,5-10 µl - 0,1 µl	5-50 µl - 0,5 µl	10-100 µl - 1 µl	50-300 µl - 5 µl	100-1000 µl - 10 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,5-10 µl	5-50 µl	10-100 µl	50-300 µl	100-1000 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,5-10 µl	5-50 µl	10-100 µl	50-300 µl	100-1000 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,5-10 µl	5-50 µl	10-100 µl	50-300 µl	100-1000 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,1 µl	0,5 µl	1 µl	5 µl	10 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,1 µl	0,5 µl	1 µl	5 µl	10 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,1 µl	0,5 µl	1 µl	5 µl	10 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	10 µl	50 µl	100 µl	300 µl	1000 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	5 µl	25 µl	50 µl	150 µl	500 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	1 µl	5 µl	10 µl	50 µl	100 µl

Especificación	1	2	3	4	5
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	1,50%	1.00%	0,8%	0,70%	1%
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	2,50%	1,50%	1%	1.00%	2%
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	4.00%	3.00%	3%	1,50%	5%
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,15 µl	0,5 µl	0,8 µl	2,1 µl	10 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,125 µl	0,375 µl	0,5 µl	1,5 µl	10 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,04 µl	0,15 µl	0,3 µl	0,75 µl	5 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	1,50%	0,50%	0,3%	0,25%	0,3%
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	2,50%	1.00%	0,8%	0,50%	0,5%
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	4.00%	2.00%	2%	0,80%	1%
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,15 µl	0,25 µl	0,3 µl	0,75 µl	3 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,125 µl	0,25 µl	0,4 µl	0,75 µl	2,5 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,04 µl	0,1 µl	0,2 µl	0,4 µl	1 µl

Aplicaciones

Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. Seleccione cruzando Incremento, Volumen de prueba, Error sistemático máximo permisible, Error aleatorio máximo permisible; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Incremento

Revise este eje con valores como 0,1 µl, 0,5 µl, 1 µl, 5 µl y 10 µl.

02

Volumen de prueba

Revise este eje con valores como 10 µl, 5 µl, 1 µl, 50 µl, 25 µl y 100 µl.

03

Error sistemático máximo permisible

Revise este eje con valores como 1,50%, 2,50%, 4.00%, 1.00%, 3.00% y 0,8%.

04

Error aleatorio máximo permisible



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Revise este eje con valores como 1,50%, 2,50%, 4.00%, 0,50%, 1.00% y 2.00%.

Cómo elegir rápido

Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)