



Cama de hospital de doble manivela

Código: B2-01-012511

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cama de hospital es una cama con funciones específicas diseñadas para el entorno médico particular y las necesidades de salud de los pacientes. Su diseño busca mejorar la comodidad del paciente, facilitar el trabajo del personal médico y cubrir funciones específicas de posicionamiento en el entorno clínico.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF211S - 2120*900*500mm(±10mm) - 0~70°(±5°)
Model	MF211S
External Size(W*D*H)	2120*900*500mm(±10mm)
Back Adjustable	0~70°(±5°)
Leg Adjustable	0~35°(±5°)
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*220mm
Gross Weight	57kg

Aplicaciones

Cama hospitalaria de doble manivela para atención de pacientes en entorno médico. La evidencia disponible la describe como una cama con funciones específicas para comodidad del paciente y apoyo al personal médico.

Permite ajustar respaldo de 0 a 70° y piernas de 0 a 35°, con tolerancia de $\pm 5^\circ$. Sus dimensiones externas son 2120 x 900 x 500 mm, por lo que puede ser relevante cuando el ancho disponible es una restricción de instalación.

La decisión de compra debe validar que el ajuste manual por doble manivela cubra la necesidad operativa y que las dimensiones sean adecuadas para el área clínica prevista.

Usos recomendados

Permite ajustar respaldo de 0 a 70° y piernas de 0 a 35°, con tolerancia de $\pm 5^\circ$. Sus dimensiones externas son 2120 x 900 x 500 mm, por lo que puede ser relevante cuando el ancho disponible es una restricción de instalación.

Criterios de compatibilidad

La decisión de compra debe validar que el ajuste manual por doble manivela cubra la necesidad operativa y que las dimensiones sean adecuadas para el área clínica prevista.

Como validar si sirve

La decisión de compra debe validar que el ajuste manual por doble manivela cubra la necesidad operativa y que las dimensiones sean adecuadas para el área clínica prevista.

Recomendación de compra

La decisión de compra debe validar que el ajuste manual por doble manivela cubra la necesidad operativa y que las dimensiones sean adecuadas para el área clínica prevista.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)