



Oscilador universal 30-300rpm

Código: B2-01-012519

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

BX-Z-HD se usa a menudo en agitación de líquidos, cultivo de microorganismos, bacterias y células y otras pruebas. Características: * Controlador de microprocesador de alarma de luz y sonido inteligente. * La pantalla LCD muestra los parámetros establecidos y los parámetros medidos, fácil de operar. * Ejecución de la función de memoria de parámetros para evitar una operación tediosa. * Motor de CC sin escobillas de control de microordenador con precisión. * Función de recuperación de apagado, restauración automática de la operación de acuerdo con el programa de configuración original.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	B X - Z - HD - Cyclotron O scillation - LCD
Model	B X - Z - HD
Oscillation Way	Cyclotron O scillation
Display	LCD
Speed Range	30~300rpm
Speed Deviation	±1rpm
Amplitude	50mm
Timing R ange	0~9999min(h)
Tray Size	680*500mm
Tray Number	1
Beaker Clamp	Standard : 24*250ml/ 18*500ml/ 14*1000ml/ 7*2000ml Max: 30*250ml/ 24*500ml/ 20*1000ml/ 12*2000ml
Power Supply	110~220V
Consumption	80W
External Size (W*D*H)	570*680*300mm
Package Size(W*D*H)	700*760*470mm
Net/Gross Weight	96.5kg/111.5kg

Aplicaciones

Oscilador para trabajos de agitación de líquidos y ensayos asociados a cultivo de microorganismos, bacterias y células, según la ficha entregada.

Variables de selección:

Conviene revisar el volumen y cantidad de recipientes requeridos antes de seleccionar la volumen/cantidad de recipientes, 30-300 rpm y amplitud 50 mm de trabajo, porque la capacidad cambia según el tamaño del vaso.

- Velocidad ajustable de 30 a 300 rpm.
- Desviación de velocidad ± 1 rpm.
- Amplitud de oscilación de 50 mm.
- Temporización de 0 a 9999 min/h.
- Bandeja de 680 x 500 mm.
- Capacidad según abrazadera: vasos de 250 ml, 500 ml, 1000 ml o 2000 ml.

Usos recomendados

Variables de selección: - Velocidad ajustable de 30 a 300 rpm. - Desviación de velocidad ± 1 rpm. - Amplitud de oscilación de 50 mm. - Temporización de 0 a 9999 min/h. - Bandeja de 680 x 500 mm. - Capacidad según abrazadera: vasos de 250 ml, 500 ml, 1000 ml o 2000 ml.

Criterios de compatibilidad

Conviene revisar el volumen y cantidad de recipientes requeridos antes de seleccionar la volumen/cantidad de recipientes, 30-300 rpm y amplitud 50 mm de trabajo, porque la capacidad cambia según el tamaño del vaso.

Como validar si sirve

Conviene revisar el volumen y cantidad de recipientes requeridos antes de seleccionar la volumen/cantidad de recipientes, 30-300 rpm y amplitud 50 mm de trabajo, porque la capacidad cambia según el tamaño del vaso.

Recomendación de compra

Conviene revisar el volumen y cantidad de recipientes requeridos antes de seleccionar la volumen/cantidad de recipientes, 30-300 rpm y amplitud 50 mm de trabajo, porque la capacidad cambia según el tamaño del vaso.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)