



Analizador veterinario de inmunoensayo por fluorescencia

Código: B2-01-012535**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The animal fluorescence immunoassay analyzer is compact, light and easy to place. The equipment system has friendly interface, convenient operation and easy to use. Support LIS/HIS transmission function, support USB data export, data transmission more comfortable. The test items included inflammatory, myocardial, infectious diseases and other types. It's a great way to help veterinarians make a diagnosis.

Características

1. The single detection time was less than 10s.
2. Built-in barcode scanning function, automatic identification of project ID and project information.
3. Samples were randomly inserted to support multiple joint detection with one card.
4. Standard LIS/HIS transmission function, USB data export function.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	<10s/ensayo - Pantalla táctil a color de 7,0 pulgadas - modelo 1	<10 s/ensayo - Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas - 12 - modelo 2
Tipo de animal	Gato, perro	Gato, perro
Fuente de luz de excitación	LED	LED
Longitud de onda	Longitud de onda de excitación $\lambda_0=365\text{nm}$; longitud de onda de detección $\lambda_1=615\text{nm}$	Longitud de onda de excitación $\lambda_0=365\text{nm}$; longitud de onda de detección $\lambda_1=615\text{nm}$
Canal de detección	1	1
Posición de incubación	1	12
Tipo de muestra	Suero, plasma, sangre entera y orina, etc.	Suero, plasma, sangre total y orina, etc.
Modo de detección	Permite múltiples ítems en una tarjeta	Permite múltiples ítems en una tarjeta
Velocidad de ensayo	<10s/ensayo	<10 s/ensayo
Repetibilidad	$CV \leq 5\%$	$CV \leq 5\%$
Estabilidad	$\sigma \leq \pm 8\%$	$\sigma \leq \pm 8\%$
Correlación lineal	$(r) \geq 0,98$	$(r) \geq 0,98$
Exactitud	$\Delta n \leq \pm 8\%$	$\Delta n \leq \pm 8\%$
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7,0 pulgadas	Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas

Especificación	<10s/ensayo - Pantalla táctil a color de 7,0 pulgadas - modelo 1	<10 s/ensayo - Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas - 12 - modelo 2
Idioma	Chino, inglés, español; otros idiomas personalizables	Chino, inglés, español; otros idiomas pueden personalizarse
Interfaz	RS232, USB, puerto Ethernet	RS232, USB, puerto Ethernet
Impresora	Impresora térmica integrada	Impresora térmica integrada
Alimentación	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (A*P*H) mm	215*310*158	336*410*400
Peso neto (kg)	3	17
Dimensiones del embalaje (A*P*H) mm	455*325*245	600*520*687
Peso bruto (kg)	4,5	36,5

Aplicaciones

Este analizador veterinario debe elegirse principalmente por capacidad de incubación y formato físico.

La variante compacta tiene 1 posición de incubación, pantalla táctil de 7,0 pulgadas, dimensiones 215*310*158 mm y peso neto de 3 kg. Es la opción más lógica cuando se prioriza menor tamaño y una operación de menor simultaneidad.

La variante de mayor formato tiene 12 posiciones de incubación, pantalla táctil de 10,1 pulgadas, dimensiones 336*410*400 mm y peso neto de 17 kg. Es más adecuada cuando el flujo necesita incubar más pruebas en paralelo y se acepta un equipo más grande.

Que cambia entre variantes

La variante compacta tiene 1 posición de incubación, pantalla táctil de 7,0 pulgadas, dimensiones 215*310*158 mm y peso neto de 3 kg. Es la opción más lógica cuando se prioriza menor tamaño y una operación de menor simultaneidad.

Escenarios de uso recomendados

La variante de mayor formato tiene 12 posiciones de incubación, pantalla táctil de 10,1 pulgadas, dimensiones 336*410*400 mm y peso neto de 17 kg. Es más adecuada cuando el flujo necesita incubar más pruebas en paralelo y se acepta un equipo más grande.

Cómo elegir rápido

Ambas variantes declaran uso para gato y perro, muestras de suero, plasma, sangre total y orina, impresora térmica integrada, RS232, USB, puerto Ethernet y alimentación CA 100~240 V. Seleccione por incubación, pantalla y espacio disponible, no por tipo de muestra, porque ese punto no cambia entre variantes.

Recomendación de compra

Ambas variantes declaran uso para gato y perro, muestras de suero, plasma, sangre total y orina, impresora térmica integrada, RS232, USB, puerto Ethernet y alimentación CA 100~240 V. Seleccione por incubación, pantalla y espacio disponible, no por tipo de muestra, porque ese punto no cambia entre variantes.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)