



Purificador de agua RO/DI automático para agua ultrapura

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Automatic RO/DI/Ultra-Pure Water Purifier is an intelligent, all-in-one laboratory water purification system designed to produce Type I, II, and III water from tap water.

Características

1. Automatic microcomputer controlling.
2. Real - time display all the running state and parameters.
3. Low ion, organic matter, heat source and nucleic acid enzyme.
4. Multi-step purifying process and UV sterilization and ultra-filtration technology.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Agua de ósmosis inversa y desionizada - modelo 1	RO y agua ultrapura - <1/ml - 95%~99% (membrana RO nueva) - modelo 2	Agua RO y desionizada (DI) - modelo 3	RO y agua ultrapura - <1/ml - 95%~99% (membrana RO nueva) - modelo 4	Agua RO y DI - modelo 5	Agua RO y ultrapura - modelo 6
Tipo de salida de agua	Agua de ósmosis inversa y desionizada	RO y agua ultrapura	Agua RO y desionizada (DI)	RO y agua ultrapura	Agua RO y DI	Agua RO y ultrapura
Producción (25°C)	40/60/120 L/h	40/60/120 L/h	40/60/120 L/h	40/60/120 L/h	40/60/120 L/H	40/60/120 L/H
Caudal	Hasta 1,5~2 litros/minuto (con tanque a presión)	Hasta 1,5~2 litros/min (con tanque de presión)	Hasta 1,5~2 litros/minuto (con tanque a presión)	Hasta 1,5~2 litros/minuto (con tanque a presión)	Hasta 1,5~2 litros/minuto (con tanque a presión)	Hasta 1,5~2 litros/minuto (con tanque a presión)
Resistividad (25°C)	10~16 MΩ·cm	18,25 MΩ·cm	10~16 MΩ·cm	18,25 MΩ·cm	10~16 MΩ·cm	18,25 MΩ·cm
Partículas (>0,22 μm)	No aplica	<1/ml	No aplica	<1/ml	No aplica	<1/ml
Tasa de rechazo de iones	95%~99% (membrana RO nueva)	95%~99% (membrana RO nueva)	95%~99% (membrana RO nueva)	95%~99% (membrana RO nueva)	95%~99% (membrana RO nueva)	95%~99% (membrana RO nueva)
Tasa de rechazo de partículas y bacterias	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%
Requisitos de suministro de agua	Agua de red, TDS<200 ppm, 5~45°C, 1,0~4,0 kgf/cm ²	Agua de grifo, TDS<200 ppm, 5~45°C, 1,0~4,0 kgf/cm ²	Agua de red, TDS<200 ppm, 5~45°C, 1,0~4,0 kgf/cm ²	Agua de red, TDS<200 ppm, 5~45°C, 1,0~4,0 kgf/cm ²	Agua de red, TDS<200 ppm, 5~45°C, 1,0~4,0 kgf/cm ²	Agua de red, TDS<200 ppm, 5~45°C, 1,0~4,0 kgf/cm ²
Consumo	7~240 W	7~240 W	7~240 W	7~240 W	7~240 W	7~240 W
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz

Especificación	Agua de ósmosis inversa y desionizada - modelo 1	RO y agua ultrapura - <1/ml - 95%~99% (membrana RO nueva) - modelo 2	Agua RO y desionizada (DI) - modelo 3	RO y agua ultrapura - <1/ml - 95%~99% (membrana RO nueva) - modelo 4	Agua RO y DI - modelo 5	Agua RO y ultrapura - modelo 6
Configuración estándar	Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque a presión de 40 litros	Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque a presión de 40 litros	Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartucho), tanque a presión de 40 litros	Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque a presión de 40 litros	Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque a presión de 40 litros	Cuerpo principal (incluye 1 juego de cartuchos), tanque a presión de 40 litros
Sistema de purificación · Unidad de pretratamiento	Filtro de algodón PP de 20"×1, filtro de varilla de carbón activado refinado de 20"×2	Filtro de algodón PP de 20"×1, filtro de barra de carbón activado refinado de 20"×2	Filtro de algodón PP de 20"×1, filtro de barra de carbón activado refinado de 20"×2	Filtro de polipropileno (PP) de 20"×1, filtro de carbón activado refinado en barra de 20"×2	Filtro de algodón PP de 20"×1, filtro de barra de carbón activado refinado de 20"×2	Filtro de algodón PP de 20"×1, filtro de barra de carbón activado refinado de 20"×2
Sistema de purificación · Unidad RO	Membrana RO de 400 GPD*1 (para 40 L y 60 L) membrana RO de 400 GPD*2 (para 120 L)	Membrana RO de 400 GPD*1 (para 40 L y 60 L) membrana RO de 400 GPD*2 (para 120 L)	Membrana RO de 400 GPD*1 (para 40 L y 60 L) membrana RO de 400 GPD*2 (para 120 L)	Membrana RO de 400 GPD*1 (para 40 L y 60 L) membrana RO de 400 GPD*2 (para 120 L)	Membrana RO de 400 GPD*1 (para 40 L y 60 L) membrana RO de 400 GPD*2 (para 120 L)	Membrana RO 400 GPD*1 (para 40 L y 60 L), membrana RO 400 GPD*2 (para 120 L)
Sistema de purificación · Unidad posterior	Tanque de purificación por desionización de 12 L*1 columna de ultrapurificación de 11"×2 (para serie SCSJ-U) filtro terminal PES de 0,2 µm*1 (para serie SCSJ-U)	Tanque de purificación por desionización de 12 L*1 columna de ultrapurificación de 11"×2 (para serie SCSJ-U) filtro terminal PES de 0,2 µm*1 (para serie SCSJ-U)	Tanque de purificación por desionización de 12 L*1 columna de ultrapurificación de 11"×2 (para serie SCSJ-U) filtro terminal PES de 0,2 µm*1 (para serie SCSJ-U)	Tanque de purificación por desionización de 12 L*1 columna de ultrapurificación de 11"×2 (para serie SCSJ-U) filtro terminal PES de 0,2 µm*1 (para serie SCSJ-U)	Tanque de purificación por desionización de 12 L*1 columna de ultrapurificación de 11"×2 (para serie SCSJ-U) filtro terminal PES de 0,2 µm*1 (para serie SCSJ-U)	Tanque de purificación por desionización de 12 L*1 columna de ultrapurificación de 11"×2 (para serie SCSJ-U) filtro terminal PES de 0,2 µm*1 (para serie SCSJ-U)
Dimensiones externas (A*P*A)	500*520*1080 mm	500*520*1080 mm	500*520*1080 mm	500*520*1080 mm	500*520*1080 mm	500*520*1080 mm
Dimensiones del embalaje (A*P*A)	620*620*1180 mm, 430*430*650 mm	620*620*1180 mm, 430*430*650 mm	620*620*1180 mm, 430*430*650 mm	620*620*1180 mm, 430*430*650 mm	620*620*1180 mm, 430*430*650 mm	620*620*1180 mm, 430*430*650 mm
Peso bruto	40 L/h: 95 kg, 15 kg 60 L/h: 95 kg, 15 kg 120 L/h: 100 kg, 18 kg	40 L/h: 98 kg, 15 kg 60 L/h: 99 kg, 15 kg 120 L/h: 100 kg, 18 kg	40 L/h: 95 kg, 15 kg 60 L/h: 95 kg, 15 kg 120 L/h: 100 kg, 18 kg	40 L/h: 98 kg, 15 kg 60 L/h: 99 kg, 15 kg 120 L/h: 100 kg, 18 kg	40 L/h: 95 kg, 15 kg 60 L/h: 95 kg, 15 kg 120 L/h: 100 kg, 18 kg	40 L/h: 98 kg, 15 kg 60 L/h: 99 kg, 15 kg 120 L/h: 100 kg, 18 kg

Aplicaciones

Use la guía para validar caudal y calidad de salida frente al consumo esperado. Seleccione cruzando Caudal, Partícula (>0,22 µm), Tasa de rechazo de partículas y bacterias; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Caudal

Revise este eje con valores como Hasta 1,5~2 litros/minuto (con tanque de presión).

02

Partícula (>0,22 µm)

Revise este eje con valores como <1/ml.

03

Tasa de rechazo de partículas y bacterias

Revise este eje con valores como >99%.

Cómo elegir rápido

Priorice caudal y criterios de rechazo/partículas antes de cotizar el sistema. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)