



Viscosimetro Hoppler de bola descendente Viscoball

Código: Hoppler Viscometer / Viscoball

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El viscosimetro Hoppler de bola descendente mide con precision la viscosidad de liquidos newtonianos transparentes y gases cuando se utiliza una bola de vidrio especial. El movimiento de rodadura y deslizamiento de una bola a traves del liquido se cronometra dentro de un tubo cilindrico inclinado. La viscosidad de la muestra se correlaciona con el tiempo que la bola requiere para recorrer una distancia definida. Al invertir nuevamente el tubo, el retorno de la bola puede usarse como medicion adicional mediante la constante de retorno. Los resultados se entregan como viscosidad dinamica en mPa·s.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Hoppler Viscometer / Viscoball
Familia	Kinematic Viscosity

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)