



Manifold SPE MultiVac 300 - SPE

Código: 180300-SPE

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Diseñado para muestras ambientales de gran volumen

Especialmente diseñado para manejar muestras de gran volumen en análisis ambiental, satisface eficazmente las necesidades de las aplicaciones de extracción de PFAS y proporciona un flujo de trabajo de preparación de muestras altamente eficiente y estable.

Configuración flexible

Acepta tanto discos como cartuchos. Con un adaptador intercambiable y un soporte de botella según las necesidades experimentales y los volúmenes de muestra, también permite la carga directa desde botella para satisfacer de manera integral diversas configuraciones experimentales.

Materiales durables

Las partes en contacto con el fluido están fabricadas en vidrio borosilicato, SS316 y FKM, lo que garantiza una durabilidad prolongada.

Válvulas de venteo rápido

Equipado con válvulas de venteo rápido para equilibrar rápidamente la presión, lo que ofrece una operación sencilla y fluida que mejora significativamente la eficiencia experimental.

Sistema de gestión de desechos

Separe los desechos acuosos y orgánicos según sus necesidades. Este enfoque de separación en origen garantiza que el proceso sea a la vez amigable con el medio ambiente y económico.

Título del video	Enlace
Manifold de extracción en fase sólida MultiVac – SPE	

Número de parte del producto	Producto
180303-SPE-11(22)-T	MultiVac 303 – SPE – T, sistema SPE, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
180603-SPE-11(22)-T	MultiVac 603 – SPE – T, sistema SPE, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
180303-SPE	MultiVac 303 – SPE, manifold SPE de 3 posiciones, embudo de vidrio de 300 mL x 3
180603-SPE	MultiVac 603 – SPE, manifold SPE de 6 posiciones, embudo de vidrio de 300 mL x 6
180300-SPE	MultiVac 300 – SPE, manifold SPE
180600-SPE	MultiVac 600 – SPE, manifold SPE
180100-SPE-03	Adaptador para cartucho SPE con tapa tubulada
180100-SPE-04	Soporte de botella
180100-SPE-05	Tubo concentrador de nitrógeno, fondo cónico
180100-SPE-10-47 PP	Botella de vacío de PP de alta resistencia, 10L
180100-SPE-20-47 PP	Botella de vacío de PP de alta resistencia, 20L

Especificaciones técnicas

Especificación	180300-SPE
MultiVac 300 / 600 – SPE · Número de ramas (dato de familia)	3 / 6
MultiVac 300 / 600 – SPE · Carga directa desde botella	(Opcional) Soporte de botella
MultiVac 300 / 600 – SPE · Tipo de medio compatible	Cartucho SPE*

Especificación	180300-SPE
MultiVac 300 / 600 – SPE · Tubo de recolección	Tubo K-D, tubo concentrador de nitrógeno, vial para análisis de agua EPA, vial de muestra de 40 mL, tubo de hasta Ø30 mm x 100 mm
MultiVac 300 / 600 – SPE · Conector de manguera	ID8
MultiVac 300 / 600 – SPE · Dimensiones (LxAnxAl) (dato de familia)	28 / 54 / 92 x 13 x 17 cm

Aplicaciones

- Extracción de PFAS
- Análisis ambiental (p. ej., residuos de pesticidas)
- Análisis orgánico de agua y suelo

Componentes y Accesorios

Compatibilidad de cartuchos

Se requiere un adaptador opcional para cartucho. Compatible con Biotage Atlantic® ReadyDisks y UCT Enviro-Clean® Universal Cartridges.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)