

DISRUPTOR CELULAR ULTRASÓNICO II - MARCA BELLTRONIC



Características:

1. Pantalla LCD
2. Sistema de flujo continuo incluye la bomba, acero inoxidable flujo continuo taza y refrigerador configurable .
3. Permite un solo sistema de capacidad de procesamiento


Modelo	BellDisCelUlt-950II	BellDisCelUlt-1200II	BellDisCelUlt-1500II	BellDisCelUlt-1800II	BellDisCelUlt-2000II
Frecuencia (kHz)	20-25	19.5-20.5	19.5-20.5	19.5-20.5	19.5-20.5
Trituración capacidad (L)	0.5-10	10-50	10-50	10-50	10-50
Opcional Polo amplitud? (mm)	? 2,3, 6,8, 10, 12,15	? 6,10, 12,15, 20,25	? 6,10, 12, 15,20	? 6,10, 12,15, 20,25, 28	? 6,10, 12,15, 20,25, 28
Consumo (W)	0-950	0-1200	0-1500	0-1800	0-2000
Trabajo rango de tiempo	1-99minutes				
Ultra-Sonido	Continua				
Método de inyección	Filtración especial bomba				
Temperatura ambiente.	0-30 8451				
Tamaño del paquete (W * D * h)	360*345*540mm (cámara acústica) 540*300*440mm (cuerpo principal)				
G.w (kg)	30				

Fuente de alimentación	Ac220v \pm \$ number, 50/60Hz;&Plusmn;, 60Hz
------------------------	--

SKU: N / A | **Categorías:** [Disruptor Ultrasónico de Células](#) |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellDisCelUlt-950II	Frecuencia (kHz): 20-25 Consumo (W): 0-950	Any SKU / Modelo
	BellDisCelUlt-1200II	Frecuencia (kHz): 19.5-20.5 Consumo (W): 0-1200	Any SKU / Modelo
	BellDisCelUlt-1500II	Frecuencia (kHz): 19.5-20.5 Consumo (W): 0-1500	Any SKU / Modelo
	BellDisCelUlt-1800II	Frecuencia (kHz): 19.5-20.5 Consumo (W): 0-1800	Any SKU / Modelo
	BellDisCelUlt-2000II	Frecuencia (kHz): 19.5-20.5 Consumo (W): 0-2000	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO