

DOTACIÓN MÁXIMA DE MUFLAS



SKU: N / A | **Categorías:** [Dental](#), [Hornos de precalentamiento](#), [Nabertherm](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	L 1	
	L 15	
	L 3	
	L 5	
	L 9	

Imagen	SKU	Descripción
	LE 1	
	LE 14	
	LE 2	
	LE 6	
	N 11/H, N 11/HR	
		

Imagen

SKU

Descripción



COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles



LT 3/..

LT 3/..



LT 5/..

LT 5/..



LT 9/..

LT 9/..Dotación máxima de mufla

La tabla contiene el número máximo de muflas que se pueden colocar en los diferentes hornos de precalentamiento.

Modelos

Modelo	Tipo de mufla			
	Tamaño 1 x (Ø 37 mm)	Tamaño 3 x (Ø 55 mm)	Tamaño 6 x (Ø 72 mm)	Tamaño 9 x (Ø 88 mm)
LE 1	6	4	1	1
LE 2	8	6	2	2
LE 6	20	9	4	2
LE 14	35	20	12	6
L 1	6	4	1	1
L 3	12	6	2	2
L 5	20	9	4	2 - 3
L 9	36	16	9	4
L 15	54	24	12	6
N 7/H	42	20	9	6
N 11/H, N 11/HR	63	28	14	11
N 17/HR	91	43	20	15

Control de Proceso y Documentación

Dental

[Laboratorio Dental](#)

Documentación

[Sinóptico de productos](#)

[Control de proceso y documentación](#)

[Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema](#)

[AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9](#)

[Funciones de los controladores](#)

[Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos](#)

COTECNO

COTECNO