

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN DE JUNTAS TÓRICAS 2,0" (50 MM)



SKU: HM-4183.20 | Categorías: <u>Humboldt</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

Imagen Descripción

HH H

HM-4183.14

Herramienta para colocar juntas tóricas, 35 mm (1,4")

HM-4183.15

Herramienta para colocar juntas tóricas Herramienta para colocar juntas tóricas, 38 mm (1,5")

HM-4183.20

Herramienta para colocar juntas tóricas, 50 mm (2,0")

HM-4183.28

Herramienta para colocar juntas tóricas, 70 mm (2,8")

HM-4183.40

Herramienta para colocar juntas tóricas, 100 mm (4,0")

HM-4183.60

Herramienta para colocar juntas tóricas, 150 mm (6,0")

Herramienta de colocación de juntas tóricas

Admite los siguientes estándares: <u>ASTM D4767</u>, <u>ASTM D7181</u>, <u>ASTM D2850</u>

Posiciona los anillos para sellar la membrana con la mínima alteración de la muestra.

Estandares

- ASTM D4767
- ASTM D7181
- ASTM D2850



INFORMACIÓN ADICIONAL