

ALMOHADILLAS / TOALLITAS DE LABORATORIO



[vc_row 0=""] [vc_column 0=""] [vc_tta_tabs 0=""] [vc_tta_section title="Información sobre pedidos" tab_id="1571516725939-463b5994-2725"] [vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre / Descripción
	1530004	Almohadilla / Toallita acolchada absorbente químicamente resistente, 15 x 9 in, 500 / Pk
	1530003	Almohadilla acolchada absorbente químicamente resistente, 15 x 18 in, 250 / paquete
	1530000	Almohadilla acolchada absorbente químicamente resistente, 15 x 18 in, 50 / paquete
	1530001	Almohadilla / Toallita acolchada absorbente químicamente resistente, 15 x 9 in, 100 / Pk
	1530005	Toallitas acolchadas absorbentes químicamente resistentes, 5 x 4.5 in, 500 / paquete
	1530002	Toallitas acolchadas absorbentes químicamente resistentes, 5 x 4.5 in, 100 / paquete

[/vc_tta_section] [vc_tta_section title="Aplicación / Especificación" tab_id="1571516733591-f8b22a50-b83f"] [vc_wp_text]

Especificaciones:

Descripción del producto	Cantidad / Dimensión paquete	Dimensión (en-aprox)	Dimensión (cm-aprox)	Masa (oz)	Masa (gm)	Retención de líquidos (ml)	Retención de líquidos (oz)
Almohadilla de banco	50	15 x 18	38,1 x 45,7	17,8	505	600	20,2
Almohadilla de banco /toallita	100	9 x 15	22,8 x 38,1	8.8	249	300	10,1
Limpiar	100	4.5 x 5	11,4 x 12,7	1.4	41	50	1.7

[vc_wp_text]

Compatibilidad química

Ácidos

Ácido benzoico
 Ácido bórico
 Ácido Hidrobromico 25%
 Ácido cítrico
 Ácido hidrocianico
 Ácido fluorhídrico
 Ácido fosfórico 25%
 Ácido fosfórico 85%
 Ácido ftálico
 Ácido tánico
 Ácido cromico
 Ácido maleico
 Ácido oleico
 Ácido oxálico
 Ácido nítrico 5%
Ácido nítrico 65%
 Ácido clorhídrico 10%
 Ácido clorhídrico 37%
 Ácido butírico Anilina
 Ácido sulfúrico 10%
 Ácido sulfúrico 78%
Ácido sulfúrico 93%
 Ácido tartárico
 Ácido acético 10%
 Ácido acético 50%
 Ácido acético 75%
 Ácido acético 100%
 Ácido perclórico

Bases

Aqua Amonia Cloroformo
 Hidróxido de calcio
 Hidróxido de potasio
 Soda caustica
 Bicarbonato de potasio
 Permanganato de potasio
 Cianuro de sodio
 Natriumferrocyanid
 Hipoclorito de sodio

Disolventes orgánicos

Acetona
 Anilina
Benzol
 Gasolina
 Alcohol butílico
 Acetato de etilo
 Alcohol etílico
Dicloruro de etilo
Éter etílico
 Fenol
 Formalina 37%
Heptanos
Clorobenceno
Cloroformo
Disulfuro de carbono
Tetracloruro de carbono
 Alcohol metílico
(Di) cloruro de metileno
 Metil etil cetona
 Nitrobenceno
 Tolueno
Tricloroetileno

*** Común / parcial: exposición a corto plazo a (10min @ 20-60 ° C). Las almohadillas y toallitas no deben usarse en contacto a largo plazo con ácidos oxidantes fuertes, hidrocarburos clorados y aromáticos.**

Compatibilidad limitada

No compatible

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Almohadillas / Toallitas de laboratorio](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Almohadillas / Toallitas de Sterlitech facilitan la limpieza del laboratorio.

Específicamente diseñadas para los riesgos de trabajar en un laboratorio, estas toallitas adsorbentes son químicamente resistentes a la mayoría de los solventes orgánicos, ácidos y bases. La mezcla fibrosa de polipropileno puede absorber más de 50 ml de líquido en una almohadilla.

COTECNO

COTECNO