

PROBADOR DE DESCONGELAMIENTO



Características:

1. Tres vasos, tres-trayectoria, sincronización de la tres-trayectoria, vuelco manual.
2. Funda transparente, bastidores de red de acero inoxidable
3. Control de temperatura automático, precisión del control de alta temperatura.
4. Control automático de la temperatura y mantenimiento automático del tiempo.
5. El sistema de calor uniforme del flujo de circulación de agua magnético de la bomba de agua es adoptado, y la temperatura del baño es uniforme.
6. Cabeza doble funcional que puede levantar y descender eléctricamente y dar vuelta manualmente (solamente para BellProbDescpng-4)

| | | |
|---|---|-------------------|
| Modelo | BellProbDescpng-1 | BellProbDescpng-4 |
| Número de bastidores de manga | 3 sets | |
| Tamaño transparente de la manga (diámetro interno * altura) | 52*60mm | |
| Bastidor de acero inoxidable | 2 hojas, diámetro de 50mm, con 39 agujeros de 4mm | |
| Rango de tiempo | (10~900)min | |
| Precisión de tiempo | ±0.5min | |
| Rango de control de temperatura | (20~45) | |
| Precisión de control de temperatura | ±0.5°C | |
| Volumen del vaso de precipitados | 5L(3PCS) | |
| Fuente de alimentación | 110/220v±10%,50/60Hz | |
| Tamaño del paquete(W*D*H) mm | 770*510*830 | 770*510*620 |
| Peso bruto(kg) | 45 | 62 |

SKU: N / A | **Categorías:** [Otros equipos de laboratorio](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|--|-------------------|--|------------------|
|  | BellProbDescpng-1 | *Número de bastidores de manga: 3 sets | Any SKU / Modelo |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para inspeccionar el estado de descongelación, ablandamiento o disolución de preparaciones sólidas tales como supositorios o tabletas vaginales en las condiciones prescritas.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/D

Dimensiones N/D

SKU / Modelo

COTECNO