

## PROBADOR DE DUREZA DE TABLETA



- El probador de dureza de tabletas se utiliza para medir la dureza de aplastamiento de las tabletas.
- El sensor de presión de alta precisión garantiza la precisión y reproducibilidad de la prueba.
- Pantalla LCD
- Fácil operación: carga manual y compresión de tableta manual para BellProbDurTab-1, tableta individual manual y continuación automática para BellProbDurTab-2 / BellProbDurTab-3
- Pantalla automática, enclavamiento automático, reinicio automático, prueba de ciclo automático, corrección automática de errores lineales y diagnóstico automático de fallas
- Función de conversión de unidades, puede realizar la conversión antes o después de las pruebas.
- Fuerte capacidad de procesamiento de datos; estadísticas, análisis, impresión y visualización están disponibles para el resultado de la prueba (solo para BellProbDurTab-2)
- Impresora incorporada. (solo para BellProbDurTab-2)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Analizador de coagulación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellProbDurTab-1	BellProbDurTab-2	BellProbDurTab-3
Rango de prueba de dureza	2~200N(0.2-20kg)	2 ~ 200N / 500N (0,2-20 kg) Personalizar: 2 ~ 500 N (0,2 ~ 50 kg)	2 ~ 200N / 500N (0,2-20 kg) Personalizar: 2 ~ 500 N (0,2 ~ 50 kg)
Resolución	0.1N 0.01kg	0.1N 0.01kg	0.1N 0.01kg
Precisión de la medición de la dureza	±0.5%	±0.5%	±0.5%
Diámetro de la medida de la tableta	2-20mm	2-40mm	2-40mm
Consumo de energía	10W	40W	40W
Fuente de alimentación	110/220V±10%, 50/60Hz	110/220V±10%, 50/60Hz	110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones(L*W*H)mm	280*180*110	400*240*140	500*400*160
Tamaño del paquete(L*W*H)mm	420*300*230	500*350*250	600*350*250
Peso bruto(kg)	6	10	12

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO