

COLECTOR DE AIRE COMPRIMIDO



De acuerdo con las especificaciones de la nueva GMP, es necesario determinar la limpieza del aire comprimido y el microorganismo. Se adapta al rango de presión de 30-150 psi.

SKU: B-01-12-12-000800 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#), [Contador de partículas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

1. Limpieza: Rango de tamaño de partícula: superior a 0,3 μm , flujo: 28,3 L / min, 50L / min, 100L / min.
2. Detección microbiológica: 50L / min, muestreador de fitoplancton 100L / min.
3. Los productos son ampliamente aplicables, seguros y confiables.
4. Los componentes principales son de la mejor calidad
5. Aplicabilidad: A, mayor o igual a 0.3 μm @ 28.3 L / min, 50L / min, 100L / min; B se puede utilizar para muestreadores de plancton de 50L / min, 100L / min;
6. Presión de entrada: 0,1-1,0 MPa (30-150 psi)
7. Gas compatible: helio argón, helio gas
8. Rango de ruido: menos de 50 db
9. Material de la carcasa: SUS304
10. Dimensiones: 150X300X200 (mm)
11. Peso: 3,3 kg
12. Válvula de alivio del colector de aire comprimido es de instalación fácil
13. Control de flujo preestablecido
14. Limpieza fácil y rápida.

Especificación del producto

- Interfaz terminal
- La interfaz del contador de partículas de polvo
- Perilla de control de flujo
- La entrada de aire comprimido
- Medidor de corriente


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código del Producto

B-01-12-12-000800

Modelo	BellColAirCom
Aplicabilidad	≥ 0.3 a 28.3 L/min, 50L/min, 100L/min Se puede utilizar para muestras de aire microbianas de 50 l/min y 100 l/min
Presión de entrada	0.1-1.0Mpa (30-150 psi)
Compatible con gasolina	Nitrógeno. Argón. Helio
Ruido	<50db
Material	SUS304
Dimensión global	150x300x200mm
Peso	3,3 kg

Product introduction



Product analysis



Collection port

Connect the planktonic bacteria acquisition equipment.




Counting interface

Connect the dust particle counter equipment.



Flow control knob

Adjust the cavity pressure in the body, but on meter readings, observe whether the appropriate adjustment.



Flow meter

Check the pressure inside the cavity, and determine whether need to adjust flow.

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[SUS 304](#)

COTECNO