

PRUEBA DE DUREZA DE TABLETAS (FUERZA DE ROTURA) SERIE TH3/



Prueba de dureza de tabletas (fuerza de rotura)

Desde simples unidades portátiles para su uso en la planta de producción, hasta unidades semiautomatizadas para análisis avanzados, [Copley](#) ofrece durómetros que se adaptan a las necesidades de cada analista.

SKU: N / A | **Categorías:** [Pruebas de dureza de comprimidos \(fuerza de rotura\)](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TH3/200

Ideal para su uso en el área de producción para una comprobación rápida de la fuerza de compresión, el TH3 es un durómetro de tableta portátil y fácil de usar.

Utilizando un volante multivuelta de baja fricción para aplicar la carga, el TH3/200 puede aplicar una fuerza de hasta 200 N. La fuerza de rotura resultante se muestra claramente en la pantalla LCD con una amplia gama de opciones de salida de datos.

Sin necesidad de calibración rutinaria, este comprobador ofrece pruebas de dureza de tabletas fáciles y cómodas en entornos de producción ocupados.

TH3/500

Ideal para su uso en el área de producción para una comprobación rápida de la fuerza de compresión, el TH3 es un durómetro de tableta portátil y fácil de usar.

Utilizando un volante multivuelta de baja fricción para aplicar la carga, el TH3/500 puede aplicar una fuerza de hasta 500 N. La fuerza de rotura resultante se muestra claramente en la pantalla LCD con una amplia gama de opciones de salida de datos.

Sin necesidad de calibración rutinaria, este comprobador ofrece pruebas de dureza de tabletas fáciles y cómodas en entornos de producción ocupados.

Codigo SKU	TH3/500	TH3/200
Nº de gato:	7802	7801
Cumplimiento de la farmacopea:	Tel. Eur. 2.9.8 USP <1217>	Tel. Eur. 2.9.8 USP <1217>
Diámetro máximo de la tableta:	30 milímetros	30 milímetros
Rango de fuerza:	0-500 N (+/- 0,1 N)	0-200 N (+/- 0,04 N)
Informes estadísticos:	No	No
Pruebas por lotes:	No	No
Portátil:	Sí	Sí
Dimensiones de la unidad (ancho x profundo x alto):		82 x 380 x 90 mm

ASPECTOS DESTACADOS CLAVE DE LA SERIE TH3



Fácil verificación de la calibración



Elección de la unidad de medición de fuerza (N, g, lbs, oz)



Unidad portátil con bandeja de recogida de residuos



Pantalla LCD clara



Medidas tabletas < 30mm de diámetro



Amplias opciones de salida de informes de datos: RS-232, Mitutoyo y salida de datos analógica

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO