

SISTEMAS DE RESIDUOS DE SOLVENTES EZWASTE



[vc_row 0=""][vc_column 0=""][vc_tta_tabs 0=""][vc_tta_section title="Información sobre pedidos" tab_id="1571516725939-463b5994-2725"][vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre / Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	1410003	VENTILADOR DE SEGURIDAD PARA GARRAFÓN 10L, HDPE CON VERSACAP 83MM, 6 PUERTOS PARA TUBERÍA DE 1/8 "DE DIÁMETRO EXTERNO, 1 PUERTO PARA 1/4" HB O 3/8 "HB
<input checked="" type="checkbox"/>	332-4412-SC	VENTILADOR DE SEGURIDAD PARA GARRAFÓN, HDPE, 20L, CON VERSACAP 83B, 6 PUERTOS PARA TUBERÍA DE 1/8 " DE DIÁMETRO EXTERNO Y UN FILTRO DE ESCAPE QUÍMICO
<input checked="" type="checkbox"/>	332-3412-SC	VENTILADOR DE SEGURIDAD PARA GARRAFÓN, HDPE, 10L, CON VERSACAP 83B, 6 PUERTOS PARA TUBERÍA DE 1/8 " DE DIÁMETRO EXTERNO Y UN FILTRO DE ESCAPE QUÍMICO
<input checked="" type="checkbox"/>	332-2412-SC	VENTILADOR DE SEGURIDAD PARA GARRAFÓN, HDPE, 5L, CON VERSACAP 83B, 6 PUERTOS PARA TUBERÍA DE 1/8 " DE DIÁMETRO EXTERNO Y UN FILTRO DE ESCAPE QUÍMICO
<input checked="" type="checkbox"/>	330-0902-SC	VENTILACIÓN DE SEGURIDAD, ACCESORIOS DE REPUESTO, ACCESORIOS DE 1/8 " DE DIÁMETRO EXTERNO Y PAQUETE DE ACCESORIOS DE 1/4 "
<input checked="" type="checkbox"/>	330-0901-SC	FILTRO DE ESCAPE QUÍMICO DE REPUESTO, 2 / PAQUETE

[vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación"

tab_id="1571516725941-06b11daf-8840"][vc_column_text]**Ideal para la recolección y almacenamiento de:**

- Acetonitrilo
- Dimetilsulfóxido
- Ácido fórmico

- Ácido trifluoroacético

Características y Beneficios:

- Asas moldeadas para un fácil manejo.
- Rotativo moldeado para mayor resistencia mecánica
- Se puede conectar a dos sistemas de HPLC para la recolección de residuos.
- El filtro de carbón reemplazable atrapa los vapores de solventes

Cada sistema EZWaste contiene:

- 5, 10, o 20 L HDPE Garrafón
- Dos 83B VersaCaps (una tapa abierta para la recolección de desechos y una tapa cerrada para el transporte)
- 1 filtro de escape de carbono *
- 4 puertos para tubos de residuos de diámetro exterior de 3,2 mm (1/8 ")
- 2 puertos para tubos de sensor OD de 3,2 mm (1/8 ")
- 1 puerto de filtro de escape
- Enchufes para puertos no utilizados

* La vida útil del filtro varía según la concentración de compuestos orgánicos volátiles en la corriente de desechos. Las estimaciones típicas varían de 2 a 6 meses. [EZ waste - Libro blanco](#)

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#), [GARRAFÓN](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de residuos de solventes EZWaste está diseñado para ser una solución asequible para la eliminación de solventes por HPLC.

Cada sistema puede recolectar desechos de manera segura de dos sistemas de HPLC, mientras que un filtro de escape de carbono integrado reduce los olores al capturar los olores emitidos por los solventes.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO