

UNIDAD HELDAL



Características:

Accesorio diseñado para mediciones de viscosidad de sustancias no fluidas. En estos materiales, la viscosidad no se puede medir mediante métodos estándar y husos debido al efecto de cavitación alrededor del husillo.


Recomendamos utilizar la unidad HELDAL y los husillos en T para mediciones comparativas de sustancias no fluidas.

Un viscosímetro Fungilab está montado en la unidad Haldal, y restringe la medición del cabezal para que fluya suavemente hacia arriba y hacia abajo dentro de los límites preestablecidos, permitiendo un contacto constante entre el eje de la barra en T y la muestra de prueba gracias a la línea helicoidal descrita.

	Tipo de viscosímetro	Rango de medición (cP)
R		2,490 - 33.300.000
H		19,500 - 260.000.000

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios para Viscosímetro](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellVisUnHel-R		BellVisUnHel-R
	BellVisUnHel-H		BellVisUnHel-H

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO