

VISCOSÍMETRO ELÉCTRICO 12 VELOCIDADES BELLTRONIC



SKU: B-01-16-02-12-0800 | **Categorías:** [Viscosímetro](#) / [Reómetro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**[vc_column_text]Viscosímetro Eléctrico Belltronic, 12 Velocidades B-01-16-02-12-0800**
[/vc_column_text]/[vc_column]/[vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"]**[vc_column_text]Descripción del Viscosímetro Eléctrico Belltronic, 12 Velocidades B-01-16-02-12-0800:**

El desarrollo de la instrumentación para medir las propiedades de los materiales ha sido paralelo a nuestra comprensión de sus propiedades moleculares. Ahora utilizamos viscosímetros que miden de forma rutinaria la viscosidad como una función de la velocidad de cizallamiento junto con reómetros que pueden caracterizar las propiedades sólidas del mismo material.

El Modelo B-01-16-02-12-0800, el viscosímetro de 12 velocidades, un nuevo tipo de instrumentos de indicación directa, es fácil de controlar con su sistema informático de un solo chip inteligente en pantalla bien diseñado que se pone en servicio en instrumentos que están disponibles en 6 y 12 Diseños de velocidades para uso con energía eléctrica de 50 Hz y 60 Hz. La fuente de alimentación estándar es de 220 voltios.

El viscosímetro eléctrico de 12 velocidades le da un nuevo significado al término "autónomo".

Pruebas API preprogramadas

Este reómetro está equipado con un manguito de rotor R1, B1 Bob, un resorte de torsión F1 y una copa de muestra de acero inoxidable para realizar pruebas de acuerdo con las prácticas recomendadas del American Petroleum Institute.

Diseño de botón pulsador para un funcionamiento sencillo y un mejor control

Energía: 220 VAC, 50/60 Hz

12 velocidades preestablecidas: 600,300,200,180,100,90,60,30,6,3,2,1

Precisión de velocidad: 0,001 rpm

Precisión del dial: 0,5

Resolución de marcado: 0,1

Volumen de la taza de muestra: 500 ml

Resorte de torsión: F1

Rotor-Bob: R1, B1

Part No.	Modelo	Descripción y parámetros técnicos	Observación
130-35D	B-01-16-02-12-0700	Rango de velocidades: 6 preestablecidas (600,300,200,100,6,3) Rango de velocidad de corte (sec-1): .017-1700 Precisión de velocidad: 0,001 rpm Precisión del dial: 0,5 Resolución de marcado: 0,1 Volumen de la taza de muestra: 500 ml Resorte de torsión: F1 (F.02) Rotor-Bob: R1, B1 Temperatura de funcionamiento: 40 °F a 125 °F (4,4 °C a 52 °C) Energía: 230 VAC, 50 (115VAC, 60 Hz) Tamaño: 6.5 "× 6" × 18 "(16.5 × 15 × 46 cm) Peso: 30 libras (14 kg)	
130-12	B-01-16-02-12-0800	Energía: 220 VAC, 50/60 Hz 12 velocidades preestablecidas: (600,300,200,180,100,90,60,30,6,3,2,1) Precisión del dial: 0,5 Resolución de marcado: 0,1 Volumen de la taza de muestra: 500 ml Resorte de torsión: F1 (F.02) Rotor-Bob: R1, B1 Temperatura de funcionamiento: 40 °F a 125 °F (4,4 °C a 52 °C) Tamaño: 6.5 "× 6" × 18 "(16.5 × 15 × 46 cm) Peso: 30 libras (14 kg)	

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Velocidad (rpm) [1](#), [100rpm](#), [180](#), [2](#), [200rpm](#), [3](#), [30](#), [300rpm](#), [6](#), [60](#), [600rpm](#), [90](#)