

ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ, 3 ЧАСТИ, HENKE-JECT 3 мл, LUER-LOCK, БЕЗ ИГЛЫ



SKU: PG-7 45103 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [HENKEJECT](#), [LuerLock](#), [без иглы](#), [мл](#), [одноразовый](#), [части](#), [Шприц](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ, 3 ЧАСТИ, ХЕНКЕ-ДЖЕСТ 3 МЛ, LUER-LOCK, БЕЗ ИГЛЫ

Описание: Шприц одноразовый, 3-х частей.

Название продукта: ХЕНКЕ-ДЖЕКТ

Объем и градуировка: 3 мл.

Наконечник: Люэр-Лок, без иглы.

Использование: стерильно

3 Размер

[Source link](#)

[Syringes](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO