

2000-SAN | TRANSMISOR INTELIGENTE DE NIVEL Y PRESIÓN SANITARIO



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El 2000-SAN es un transmisor de presión inteligente con membrana rasante "Flush" y carcasa de acero inoxidable. Disponible con más de 40 tipos de conexiones a proceso incluyendo conexiones sanitarias, roscadas, bridadas y más. Ideal para aplicaciones en industria alimenticia, farmacéutica y química. Zero y span ajustable en amplios rangos mediante 3 botones incorporados y display.

- Carcasa de Acero Inoxidable
- Indicación Local
- Diafragma "flush"
- Zero y span ajustable con 3 botones sin test de presión
- Compensación activa de temperatura
- ATEX y IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (opcional)
- HART opcional
- Más de 40 conexiones a proceso, sanitarias, bridadas, roscadas, etc
- Certificación EHEDG y 3-A

COTECNO