

## **ABRAZADERA DE TERMÓMETRO -H-8980**



**SKU:** H-8980 | **Categorías:** Abrazaderas especiales, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Tenazas de laboratorio |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Al igual que la H-8980, esta abrazadera tiene un clip de resorte de bronce fosforescente unido a un bloque de sujeción de barra de aluminio para termómetros y muescas de 2 "v diseñadas para sostener el anillo H-1602 y el conjunto de vástago en un aparato de punto de reblandecimiento ASTM, se puede utilizar para suspender otros elementos, como cubos de tono.

La distancia máxima entre la mandíbula y el manguito es de 3-5 / 8 "(92mm) y la longitud total es de 5-1 / 4" (133mm).



## INFORMACIÓN ADICIONAL