

## ACES 530/ 531/ 532 | SISTEMAS DE MUESTREO A MEDIDA



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistemas de muestreo a medida que proveen una muestra en condiciones estables brindando un análisis más preciso y fiable de los procesos.

A+ Corporation ofrece una línea de sistemas de muestreo Plug & Play diseñados a medida. Los "Analytically Correct™ Engineered Systems" (ACES) son sistemas de muestreo a medida que le dará el análisis más preciso y fiable para su proceso.

### Modelos segun las principales áreas de aplicación:

- Muestreo de Gas Natural >> Modelo 530

- Muestreo de proceso en Petroquímicas >> Modelo 531

- Muestreo en Refinerías >> Modelo 532 Con las líneas de sistemas personalizados ACES™ puede:

- Controlar fácilmente condiciones de la muestra en el contenedor sin tener que quitar uno y otro lado recinto
- Fácilmente mantener componentes no sonda con soporte desmontable que está separado de la sonda
- Acceder a un total de 360° de los componentes internos con nuestros dos lados verticales del armario extraíbles

COTECNO