

ACES 530/ 531/ 532 | SISTEMAS DE MUESTREO A MEDIDA



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistemas de muestreo a medida que proveen una muestra en condiciones estables brindando un análisis más preciso y fiable de los procesos.

A+ Corporation ofrece una línea de sistemas de muestreo Plug & Play diseñados a medida. Los "Analytically Correct™ Engineered Systems" (ACES) son sistemas de muestreo a medida que le dará el análisis más preciso y fiable para su proceso.

Modelos segun las principales áreas de aplicación:

- **Muestreo de Gas Natural >> Modelo 530**
- **Muestreo de proceso en Petroquímicas >> Modelo 531**
- **Muestreo en Refinerías >> Modelo 532 Con las líneas de sistemas personalizados ACES™ puede:**
 - Controlar fácilmente condiciones de la muestra en el contenedor sin tener que quitar uno y otro lado recinto
 - Fácilmente mantener componentes no sonda con soporte desmontable que está separado de la sonda
 - Acceder a un total de 360° de los componentes internos con nuestros dos lados verticales del armario extraíbles

COTECNO