

**ADAM CORE BALANZA PORTÁTIL COMPACTO; 1000G X 0.01G LEGIBILIDAD, 120V
60HZ -HB-4713A**



SKU: HB-4713A | **Categorías:** [Adam HCB Highland™ balanza de precisión, 700g - 1700g](#), [Balanzas ASTM de Capacidad de 700 a 1.700 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los balances de Adam's Highland tienen lo que se necesita para el trabajo de laboratorio. Cuentan con varias unidades de pesaje, interfaces RS-232 y USB, paquete de baterías recargables y operación de CA, rastreador de capacidad, pies y nivel ajustables, bloqueo y más. La densidad y la determinación de la gravedad específica son fáciles con la función de pesaje por debajo del equilibrio, y el corta-aíres extraíble elimina las perturbaciones del viento en el exterior o en entornos con corrientes de aire.

ShockProtect™ brinda protección contra sobrecargas y la calibración interna HandiCal™ proporciona lecturas confiables. Incluye bandeja de acero inoxidable; Corta-aíres desmontable; El apagado automático ahorra vida útil de la batería; Teclas de tara duales con recubrimiento de color y una gran pantalla retroiluminada que es clara y rápida de leer.



HB-4710CV

Cubierta en uso



HB-4710CS

Estuche de transporte

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO