

ADAM CQT CORE BALANCE, PORTATIL; 1500G X 0.1G LEGIBILIDAD, 120V 60HZ - HB-4532A



SKU: HB-4532A | **Categorías:** Adam CQT Core Balance, portátil, 700g - 1700g, Balanzas ASTM de Capacidad de 700 a 1.700 g, Ensayos ASTM/NCH, Escalas y Balanzas ASTM, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADAM CQT CORE BALANCE, PORTATIL; 1500G x 0.1G LEGIBILIDAD, 120V 60HZ -HB-4532A

El CQT proporciona una solución de bajo costo para el uso de campo y laboratorio. Completo con corta-aires extraíble, adaptador de CA, pies y nivel ajustables y un soporte de seguridad integral. Listo para usar desde el primer momento, las balanzas CQT pueden funcionar con 6 pilas AA y está disponible una funda de transporte opcional.

Las balanzas principales incluyen un protector de tiro removible que ayuda cuando se trabaja en un sitio donde el viento dificulta las lecturas precisas, y funciona con baterías con seis baterías AA. Incluye gancho para pesar por debajo. Un estuche opcional está disponible



HB-4530CV

Cubierta en uso para Balanza Adam Core

HB-4530C

Estuche rígido para Balanza Adam Core



INFORMACIÓN ADICIONAL