

AGITADOR MAGNÉTICO MAGNESTIR



- Es un agitador magnético con todas las funciones que es ideal para aplicaciones de laboratorio donde se necesitan velocidades de agitación variables
- Su control de velocidad continuo proporciona 50-1250 rotaciones por minuto. Debido a que puede ser alimentado por 110VAC con un adaptador, o al usar 4 baterías C (no incluidas), lo que le permite su uso tanto en el laboratorio como en el campo.

SKU: BellAgiMagMagS-01 | **Categorías:** [Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuando se utilizan baterías, la operación de CA se omite automáticamente. Puede esperar al menos 50 horas de funcionamiento continuo con la energía de la batería. En la parte posterior de la base, hay un accesorio roscado que permite el uso de un conjunto de varilla (incluido) que aceptará una abrazadera de laboratorio estándar, una abrazadera de bureta u otros accesorios.

La placa de agitación blanca hace que sea muy fácil ver los cambios de color en las valoraciones de punto final y otros procedimientos de laboratorio. Permite que sea combinado con el brazo de electrodos y el micro agitador Universal para electrodos de 12 mm, y así lograr una configuración de laboratorio de alto rendimiento.

Características:

- Cuenta con más características que otros agitadores magnéticos con el mismo rango de precio.
- Tiene control de velocidad continuo
- Cuenta con varilla de sujeción de 12 pulgadas .
- Permite que sea utilizado con cualquier barra de agitación magnética estándar (hasta 2,5 ") o el innovador Universal Microstirrer
- Incluye el adaptador de 110 VCA
- Puede ser ejecutado con 4 baterías C (no incluidas)
- Tiene capacidad para un vaso de precipitados estándar de hasta 1000 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO