

AGITADOR MAGNÉTICO SIN CALEFACCIÓN PLATO DE ALUMINIO 2LTS



Modelo: BellAgitMagA-2I

SKU: B-01-19-01-000509 | Categorías: [Agitador Magnético](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto:

1. La potencia de calentamiento y la velocidad de agitación son ajustables sin escalas.
2. Con el estante ajustable del termómetro, las barras del acero inoxidable y la barra de la agitación.

	Modelo	BellAgitMagA-2I
Código SKU		B-01-19-01-000509
Volumen Max (ml)		2000
Velocidad (rpm)		100 a 2000
Tiempo de trabajo		Continuos
Revoluciones minimas (rpm)		100
Temp Max (Cº)		-

COTECNO