


## AGUJAS DE PENETRACIÓN DE BITUMINOSOS 40-45 MM. LARGO EXP. HUMBOLDT, CERTIFICADAS



SKU: H1300 | Categorías: Equipo Analitico |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Aguja de Penetración, Aguja estándar de acero inoxidable endurecido, 40-45mm de longitud de aguja expuesta.

Certificado de precisión ASTM por laboratorio independiente.

Peso: 2,5 g.



## INFORMACIÓN ADICIONAL