

ALMOHADILLA DE INYECCIÓN IV BELL-INY-45B



SKU: N / A | **Categorías:** <u>Serie de Enseñanza Médica</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Almohadilla de Inyección IV Bell-

InY-45B[/vc_column_text][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Almohadilla de inyección IV
- Producto No: Bell-InY-45B
- Material: PVC
- Descripción: El modelo tiene cuatro vasos sanguíneos de simulación. Puede ser utilizado para simular los ejercicios de perforación, y la piel del modelo es realista, puede pinchar repetidamente. Toque la piel debajo del vaso sanguíneo muestra una buena sensación de la piel y la sensación de inserción de la aguja es como un verdadero humano.
- Embalaje: 24 piezas / cartón, 55x39x47cm, 15kgs[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

