

**ANALECT DIAMOND 20(TM) | ANALIZADOR FTIR PARA REACCIONES QUÍMICAS (AT-LINE O BENCHTOP)**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proporciona monitoreo rápido, preciso y estable en tiempo real de las propiedades físicas y la composición química de líquidos, sólidos y gases, todo ello desde un solo instrumento.

Su versatilidad queda demostrada con su amplia gama de aplicaciones: - Monitoreo del aire - Procesos de refinación y producción de petroquímicos - QA / QC - Procesos químicos y producción de productos farmacéuticos - Pinturas y revestimientos - Agroquímicos - Polímeros

COTECNO

COTECNO