

ANALECT DIAMOND MX(TM) | ANALIZADOR FTIR PARA LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y GASES



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Está configurado para aplicaciones de montaje en rack o laboratorio. Proporciona un control rápido, preciso y estable en tiempo real de las propiedades físicas y composición química de los líquidos, sólidos y gases, todo desde un solo instrumento. El Diamante MX permite hasta nueve dispositivos de muestreo conectados al mismo sistema. La utilización de fibra óptica también permite que el analizador Diamante MX sea colocado de forma remota en un área todo propósito.

COTECNO

COTECNO