

**ANALECT PCM SERIE 1000 | FTIR ANALIZADOR FTIR PARA LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y GASES (APTO PARA ÁREAS CLASIFICADAS)**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Analizadores de proceso que miden las propiedades física y química y la composición de los líquidos, sólidos y gases en una amplia variedad de industrias de proceso y fabricación. Muestra hasta 15 propiedades a la vez y mide hasta 30 propiedades por flujo Capacidades de multiplexación óptica que permite el análisis de hasta 16 corrientes de proceso.

COTECNO

COTECNO