

ANALECT ROVIR(TM) | ANALIZADOR NTIR PARA MONITOREO EN ÁREAS CLASIFICADAS (TRANSPORTABLE)



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Analect RovIR FTIR está diseñado para ser transportable y monitorear en tiempo real dinámico la reacción química a escala piloto y de corrientes de proceso continuo. Permite mediciones en múltiples sondas utilizando un solo analizador. Posee opciones intercambiables de muestreo para satisfacer una amplia gama de condiciones de funcionamiento: Sondas de diamante, ZnSe y de silicona.

COTECNO