

## ANALIZADOR DE ELECTROLITOS - MARCA BELLTRONIC



El instrumento es utilizado en hospitales para medir K +, Na +, Cl-, Ca<sup>2+</sup>, iones Li y TCO<sub>2</sub>, así como valores de pH, AG en muestras de sangre completa, suero, plasma, solución de orina diluida.

### Características:

1. Operación sencilla SI/NO
2. Electrodo de alta precisión y larga vida y sensor TCO<sub>2</sub>
3. Modo desuspensión para reducir el consumo de reactivos
4. Velocidad de prueba rápida: 80 pruebas por hora
5. Volumen mínimo de la muestra: 60ul
6. Reactivo individual para evitar desperdicios
7. Opción: Bandeja de muestra

Este producto cuenta con funciones multiparámetro que pueden ser seleccionadas, combinadas y configuradas por el usuario según sus necesidades.

El instrumento tiene 11 tipos de combinaciones:

**BellAnEle-A** K, Na, Cl

**BellAnEle-B** K, Na, Cl, TCO<sub>2</sub>, AG

**BellAnEle-C** K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH

**BellAnEle-D** K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, TCO<sub>2</sub>, AG

**BellAnEle-F** K, Na, Cl, Li

**BellAnEle-H** K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li

**BellAnEle-I** K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, TCO<sub>2</sub>, AG

**BellAnEle-J** K, Na, Cl, Li, Mg

**BellAnEle-K** K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Mg

**BellAnEle-L** K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Mg, TCO<sub>2</sub>, AG

**BellAnEle-M** K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, TCO<sub>2</sub>, AG

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Analizador de electrolitos](#) |

COTECNO

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Combinación
	BellAnEle-A	K, Na, Cl	BellAnEle-A
	BellAnEle-B	K, Na, Cl, TCO <sub>2</sub> , AG	BellAnEle-B
	BellAnEle-C	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH	BellAnEle-C
	BellAnEle-D	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, TCO <sub>2</sub> , AG	BellAnEle-D
	BellAnEle-F	K, Na, Cl, Li	BellAnEle-F
	BellAnEle-H	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li	BellAnEle-H
	BellAnEle-I	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, TCO <sub>2</sub> , AG	BellAnEle-I
	BellAnEle-J	K, Na, Cl, Li, Mg	BellAnEle-J

Imagen	SKU	Descripción	Combinación
	BellAnEle-K	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Mg	BellAnEle-K
	BellAnEle-L	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Mg, TCO <sub>2</sub> , AG	BellAnEle-L
	BellAnEle-M	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, TCO <sub>2</sub> , AG	BellAnEle-M

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO