

ANALIZADOR DE GRASA BELLANALIGRASA-2



- El analizador se basa en el principio de extracción de Soxhlet e integra funciones como remojo, extracción, lixiviación, calentamiento, condensación y recuperación de solventes.
- **Características:**
- Pantalla LCD de 4,3 "y sistema de control por microcomputadora
- Calefacción en seco integral, amplio alcance y alta precisión de control de temperatura
- El circuito eléctrico está aislado del espacio de extracción, lo que garantiza la seguridad de los dispositivos.
- Funciones de recordatorio de temporizador y alarma de sobrecalentamiento.
- Los abundantes contenidos de la interfaz brindan una visualización simultánea de la temperatura dada, la temperatura real, el tiempo de ajuste y el tiempo de calentamiento
- Aislamiento de aire único para protección de calentamiento de temperatura y temperatura constante

SKU: BellAnaliGrasa-2 | **Categorías:** [Analizador de grasa](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellAnaliGrasa-2
Rango de temperatura	RT +5°C~300°C
Rango de medición	0~100%
Precisión de temperatura	±1°C
Peso de la muestra	0.5 ~ 15g (generalmente 2 ~ 5g, dependiendo de la muestra)
Capacidad	6 piezas / lote
Volumen de la taza de disolvente	80ml
Recuperación de solventes	≥80%
Consumo de energía	1KW
Fuente de alimentación	AC 220V±10%, 50HZ
Tamaño externo (W * D * H)	650*320*715mm
Tamaño del paquete (W * D * H)	735*410*880mm
Peso bruto	54.5kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO