

ANALIZADOR DE HUMEDAD BELL-ANALIZHUM-100



SKU: B-01-29-0203-0100 | **Categorías:** [Balanzas Belltronic plus](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-AnalizHum-100
Código SKU	B-01-29-0203-0100
Rango (g)	110g
Legibilidad (g)	0.001g
Temperatura de funcionamiento	5°C-35°C
Tamaño de la sartén	Ø90mm
Fuente de calor	Lámpara halógena
Sensor de temperatura	PT 100
Rango de temperatura	40°C-199°C
paso temporal	1°C
Rango de humedad	0.00%-100.00%
Legibilidad a la humedad	0.01%
Rango de residuos secos	100.00%-0.00%
Legibilidad residual seca	0.01%
Configuración de temperatura	40°C-199°C por 1°C
Configuración de tiempo	1-99min por 10 s
Número de almacenamiento	15
Número de historia	15
Calentador	220V ±15% 50HZ 400W
Equilibrar	Entrada: 220V 50HZ Salida: 9V
Dimensión del host	360X490X350m m
La altura de la cámara	22mm
Monitor	Pantalla de 5 pulgadas
Calibración	Calibración externa
Interfaz	RS232

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO