

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO DE 3 PARTES - 25KG MARCA BELLTRONIC



Características:

1. Fácil de operar. Operación por teclado
2. Reactivo seguro sin ningún daño al medio ambiente.
3. Dispone de ambos modos de análisis de sangre total y sangre prediluida.
4. Función de espera y despertador automática. 24 horas de trabajo disponibles.
5. Comprobación automática automática o comprobación manual. Función de advertencia.

Modelo	BellAnalizHematAuto3pz-9.6
Automático	Completamente automático
Rendimiento	30 pruebas/hora
Artículos de ensayos	22 parámetros, 3 partes de diferencial de WBC
Volumen de la muestra	9.6ul (Anticoagulación de sangre entera), 9.6ul (sangre de dedo para prueba directa) 20ul (sangre prediluida)
Principio de medición	Electro-impedancia, análisis fotométrico
Artículos de prueba	WBC LY LY% MO MO% GR GR% RBC HGB HCT MCV RDW-SD RDW-CV MCH MCHC PLT MPV PCT PDW Histogramas WBC, histogramas RBC, histogramas PLT
Rango de linealidad	WBC: 0.0-99.9($\times 10^9/L$) RBC:0.0-99.9($\times 10^{12}/L$) HGB: 0.0-300(g/L) PLT: 0.0-99.9($\times 10^9/L$)
Presición (CV%)	WBC \leq 4.0% RBC \leq 2% PLT \leq 8% HGB \leq 2% MCV \leq 3%
Monitor	LCD
Almacenamiento	200,000 resultados incluyendo histogramas
Salida	Un RS232, un PS2, un USB, un teclado.

Impresión	Impresora térmica incorporada, USB a impresora externa (opcional)
Entrada de datos	Teclado
QC	Calcula automáticamente X, SD, CV% y guarda la fecha
Idioma	Inglés y español. Otros idiomas a petición
Fuente de alimentación	110/220V±10% , 60/50Hz
Tamaño del paquete	550*480*620mm
Peso bruto	25kg

SKU: BellAnalizHematAuto3pz-9.6 | **Categorías:** [Analizador hematológico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO