

## ANALIZADOR PICARRO L2140-I



SKU: N / A | Categorías: [Muestreo y Analítica](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Analizador Picarro L2140-i Información del Producto:

- Analizador Picarro L2140-i
- Medición simultánea de isotopía de oxígeno e hidrógeno.

El análisis del balance hídrico está cada vez más respaldado por la isotopía en los últimos años. La distribución del aporte estacional, así como el cambio a través de la evapotranspiración, permite determinar los tiempos de retención y la diferenciación de los componentes del agua (escorrentía superficial y descarga de agua subterránea utilizando la firma isotópica).

- Medición simultánea del exceso de  $\delta^{18}O$ ,  $\delta^{17}O$ ,  $\delta D$  y  $17O$  en líquidos y vapores.
- Uso fácil con solo presionar un botón.
- Alta precisión de medición y repetibilidad.

En combinación con el contador de vuelcos UGT, se pueden muestrear y analizar diferentes profundidades de descarga.

- Analizadores adicionales disponibles bajo pedido:
  - L2130-i ( $\delta D$  y  $\delta^{18}O$  en  $H_2O$ ).
  - L2140-i ( $\delta D$ ,  $\delta^{18}O$ ,  $\delta^{17}O$  y  $17O$  en exceso en  $H_2O$ ).

- Detalles de pedido:

- Art.-Nr .: 194400 - Medición simultánea de isotopía de oxígeno e hidrógeno. Descarga el Catálogo de UGT:

[Data Sheet](#)

[UGT Produktkatalog](#)

[UGT Product Catalog](#)

COTECNO