

AND1000 | ANALIZADOR PORTÁTIL DE METALES PESADOS EN AGUA



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Pantalla a color con funciones de video
- Testeo y menú de fácil navegación
- Teclado incorporado (key push)
- Batería de larga vida de Li-Polymer, recargable a través de conexión USB
- Maletín de transporte proporcionado con cada unidad
- Simple, un solo botón pulsador para detección y análisis en sitio
- No requiere personal especialmente entrenado para operarlo
- El resultado de la muestra se obtiene en menos de 2 minutos
- Altamente sensible y selectivo
- Los resultados del examen se pueden descargar a PC a través de conexión USB
- Capacidad para volver a tomar la muestra rápidamente
- Reduce el tiempo de toma de acción correctiva
- No utiliza reactivos nocivos, es amigable con el medio ambiente

COTECNO