

ANILLO DE RODAMIENTO, EQUIV. SEGÚN OEM # 1535-4045, 7010-006



SKU: N / A | **Categorías:** [Rheodyne](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 1100, 1200, 1260, 1290 Número de pieza OEM: 1535-4045, 7010-006

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)

Agilent 1100, 1200, 1220, 1260, G1313, G1329A, G7129A, 1290, G1389, G4226, G4290, G4294 y G7167A
Rheodyne

Modelos

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix
Pieza OEM #

CTS-21266
1535-4045, 7010-006

COTECNO