

APARATO BLAINE DE PERMEABILIDAD DEL AIRE



SKU: N / A | Categorías: [Sistemas Blaine](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aparato Blaine de permeabilidad del Aire

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Aparato de permeabilidad al aire Blaine

- EN 196-6, ASTM C204, BS 4550,

- Completo con:

Papeles de filtro 12.8 mm dia. (1000 uds.), Aceite de llenado, 50 ml, grasa ligera, 50 ml, tapón, Termómetro, cepillo y embudo.

- Oscuro. (wxdxh) = 130 x 200 x 360 mm

- Peso: 3,1 kg.[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO