

APARATO BLAINE DE PERMEABILIDAD DEL AIRE



SKU: N / A | Categorías: <u>Sin categoría</u>, <u>Sistemas Blaine</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparato Blaine de Permeabilidad del Aire

Descripción de producto:

Aparato Blaine de permeabilidad del aire

EN 196-6, ASTM C204, BS 4550, Completo con: Papeles de filtro 12.8 mm dia. (1000 uds.), Aceite de llenado, 50 ml, grasa ligera, 50 ml, tapón, Termómetro, cepillo y embudo.

Oscuro. (Wxdxh) = $130 \times 200 \times 360 \text{ mm}$

Peso: 3,1 kg.

