

## APARATO DE EXUDACIÓN DE CEMENTO—H-3600



**SKU:** H-3600 | **Categorías:** [Cemento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tasar Exudación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para determinar la tasa de sangrado y la capacidad de sangrado de la pasta de cemento y el mortero por procedimiento directo y continuo. Incluye contenedor de metal no corrosivo para pasta o mortero, anillo colector, soporte y cristalería necesaria. La abrazadera doble de la bureta de la V-cubierta de caucho-cubre la compuerta en posición; Una sola abrazadera de mordaza cubierta de goma soporta el conjunto de bureta y embudo.

- [Manuales](#)

[H-3600\\_man\\_0710](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO