

APARATO DE PRUEBA DE EXTRACCIÓN



El dispositivo se utiliza para determinar la resistencia de la unión entre la barra de acero de refuerzo anclada (barra de refuerzo) y el concreto y para verificar el rendimiento del anclaje in situ.

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El dispositivo se utiliza para determinar la resistencia de la unión entre la barra de acero de refuerzo anclada (barra de refuerzo) y el concreto y para verificar el rendimiento del anclaje in situ.

Dos modelos están disponibles Manual y Digital. El probador de fuerza de extracción Manual tiene un gato hidráulico (pistón) de 30 toneladas de capacidad, una bomba hidráulica manual de 700 bar, una manguera de alta presión y un aparato de conexión.

El probador digital de fuerza de extracción de armadura tiene una unidad de lectura digital, un gato hidráulico (pistón) de 30 toneladas de capacidad, una bomba manual hidráulica de 700 bar, una manguera de alta presión y un aparato de conexión.

Los probadores de fuerza de extracción de barras de refuerzo tienen un cilindro hidráulico de acero.

El aparato se suministra completo con un juego de mordazas especiales (8-10 / 12-14 / 16-18 / 20-22 / 24-26 / 28-30 / 30-32) que permite al usuario probar las barras de anclaje con diferentes diámetros.

Estas mordazas están hechas de acero de alta resistencia.

Es adecuado hasta Q 32 mm de muestra.

Especificaciones Tecnicas

Modelo	Código del producto	Nombre del Producto	varilla(mm) Carrera(mm)	Dimensiones (cm)	Peso(kg)
BellApaPruExt-50A	B010307090101	Aparato de prueba de extracción manual	Ø 8 hasta 32 50	80x35x32	50
BellApaPruExt-50B	B010307090201	Aparato de prueba de extracción digital	Ø 8 hasta 32 50	80x35x32	50
BellApaPruExt-50C	B010307090301	Aparato de prueba de extracción manual	Ø 8 hasta 40 50	80x40x32	50

Modelo	Código del producto	Nombre del Producto	varilla(mm) Carrera(mm)	Dimensiones (cm)	Peso(kg)
BellApaPruExt-50D	B010307090401	Aparato de prueba de extracción digital	Ø 8 hasta 40 50	80x40x32	50
BellApaPruExt-50E	B010307090501	Aparato de prueba de extracción manual	Ø 8 hasta 40 50	80x43x32	50
BellApaPruExt-50F	B010307090601	Aparato de prueba de extracción digital	Ø 8 hasta 40 50	80x43x32	50

Accesorios/Repuestos

Código del Producto	Nombre del Producto
B010307090701	Bomba de mano hidráulica
B010307090801	Gato hidráulico (pistón) 30 toneladas de capacidad
B010307090901	Gato hidráulico (pistón) 60 toneladas de capacidad
B010307091001	Gato hidráulico (pistón) 100 toneladas de capacidad
B010307091101	Manguera de alta presión 1 m
B010307091201	unidad de lectura digital con pilas
B010307091301	Transductor de Presión
B010307091401	Juego de Mordazas especial, Ø 8 hasta 32 mm
B010307091501	Juego de Mordazas especial, Ø 8 hasta 40 mm
B010307091601	Juego de Mordazas para , Ø 8 hasta 10 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO