

APARATO DE VICAT MODIFICADO



SKU: N / A | **Categorías:** [Aparato de Vicat para Yeso](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aparato de Vicat Modificado

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Aparato de Vicat modificado
- Para pruebas de yeso y monitoreo.
- De pasta de yeso, con peso adicional 1000 g para obtener una masa total de todas las partes móviles de 1115 g.
- completo con:
 - 2x émbolo cónico de 8 mm de diámetro.
 - 2x placa de plexiglás 108 x 108 x 6 mm
 - Anillo de goma dura 2x 65/75 mm dia.
 - Émbolo cónico + peso = 115 g Masa
- de las partes móviles
- Peso suplementario 1 kg.
- Incluyendo dispositivo de disparo
- Oscuro. (wxdxh) = 150 x 220 x 440 mm
- Peso 3,3 kg[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO