

APARATO PARA MEDIR LA LONGITUD DEL CILINDRO -H-2939



SKU: H-2939 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Medición del cilindro](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) | **Etiquetas:** [ASTM C174](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para determinar longitudes de núcleo de hormigón. El dispositivo acomoda especímenes de 4 "o 6" de diámetro hasta 24 "de largo. Permite mediciones en el centro del extremo superior de la muestra, así como ocho puntos equidistantes a lo largo de la circunferencia. La varilla de medición tiene gradaciones en un extremo de 0.10" (2,5 mm) aparte y el otro extremo es cada 2 mm.

El dispositivo de medición de longitud de cilindro de concreto admite las siguientes normas: [ASTM C174](#)

Normas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO