

APARATO VICAT ASTM C187-191



SKU: N / A | Categorías: Aparatos de Vicat para Cemento y Mortero |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aparato Vicat ASTM C187-191
[/vc_column_text][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Aparato Vicat ASTM C187-191
- Aparato de vicat ASTM C187-191. Completo con el conjunto inicial de aguja de 1,0 mm de diámetro.
- Diámetro del émbolo de consistencia. 10 mm.
- Molde Vicat 60/70 dia. x 40 mm.
- Placa de vidrio y termómetro
- Dimensiones: $(wxdxh) = 150 \times 220 \times 440 \text{ mm}$
- Peso: 3,5 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]



INFORMACIÓN ADICIONAL